

性能・機能要件

- 1-1-1 23KHzハンドピース、36KHzハンドピースとの接続が可能。
- 1-1-2 手術部位において対象の特性に応じた選択的な組織破碎が可能。
- 1-1-3 吸引は最大 640mmHg 以上で、タッチスクリーンを上下に動かすことで、吸引率を10～100%の範囲で増減調整が可能。
- 1-1-4 洗浄液の流量は 2～20 mL/分で、タッチスクリーンを上下に動かすことで、流量を1mL/分単位で増減調整が可能。
- 1-1-5 操作が可能なフットスイッチが付帯している。
- 1-1-6 フットスイッチにより、出力ペダルを踏む強さに関係なくタッチスクリーンで設定された振幅レベルで動作するモードと、出力ペダルを踏む強さに比例して動作するモードに切り替えることが可能。
- 1-1-7 吸引は、タッチスクリーンで設定したレベルで吸引と洗浄を連続して行うモードと、フットスイッチの出力ペダルを踏んだときにのみ、吸引と洗浄を行うモードに切り替えることが可能。

- 1-2-1 コンソールを設置でき、カートとコンソールを付属のスクリューで固定が可能。 1-3-1 発生周波数はそれぞれ23KHzおよび36KHzである。

- 1-3-2 高圧蒸気滅菌に対応している。

- 1-4-1 ハンドピースとトルクベースをそれぞれ一つずつ固定が可能。
- 1-4-2 高圧蒸気滅菌に対応している。

- 1-5-1 ハンドピースの先端チップを取り付ける際と取り外す際に、ハンドピースの固定が可能。
- 1-5-2 高圧蒸気滅菌に対応している。